


Sit Sling



Mångsidig
Upprätt sittande
Delade ben



Sit Sling är en axelhöjd modell med delade och förstärkta bendelar samt förstärkt rygg. Den är designad för att ge patienten extra stöd och är en bra lösning för de användare med dålig bålstabilitet.

Mångsidig

Sit Sling är gjord av ett polyestertyg som gör att selen appliceras snabbt och enkelt. På grund av sin enkla applicering kan denna lyftsele användas för de flesta lyftsituationer. Selens design skapar en upprätt sittplats som säkerställer korrekt positionering när brukaren placeras i en stol.

Extra support

Sit Sling har en förstärkt rygg- och bendelar som ger extra stöd i hela ryggområdet för de användare med dålig bålstabilitet. Sit Sling kan användas med eller utan valfritt midjebälte som finns i ett urval av storlekar med kardborre eller spänne.

Easy Care och Easy Fit

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseletikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.



Tillbehör



Förlängningsband

Used to extend lift straps in order to alter lifting position or to hold leg parts together. Assorted lengths. Part no. 21180.*



Midjebälte

Stäng med kardborreband [Art. nr: 25145-** eller spänne. Finns i junior- och vuxenstorlek.



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer.



Hanger Bars for 2-, 3- or 4-point Suspension

Part no. 57551, 55764 [2- or 3-Point - Quick Release], 55619 [4-Point - Attach to leg hook]

Lyftsituationer



Till och från sängen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.

Skötsel och vård



Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.




Skötsel

Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tekniska Specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C
25030-JS	Junior Small		22cm / 8.7"	56cm / 22"	53cm / 22.9"
25030-JM	Junior Medium		28cm / 11"	63cm / 24.8"	58cm / 22.8"
25030-S	Small		35cm / 13.8"	76cm / 29.9"	62cm / 24.4"
25030-M	Medium		40cm / 15.7"	86cm / 33.9"	62cm / 24.4"
25030-L	Large		44cm / 17.3"	98cm / 38.6"	63cm / 24.8"
25030-XL	Extra Large		48 cm / 18.9"	102cm / 40.2"	64cm / 25.2"
Maximal Användarvikt	250kg				



* Finns i olika längder: 10cm [21180-10], 15cm [21180-15], 20cm [21180-20], 25cm [21180-25], 35cm [21180-35]

** Juniorstorlekar: 40cm [25145-40B], 50cm [25145-50B], 60cm [25145-60B]; Vuxenstorlekar: 60cm [25145-60], 70cm [25145-70], 80cm [25145-80], 90cm [25145-90], 110cm [25145-110], 120cm [25145-120]

*** Juniorstorlekar: 40cm [25146-40B], 50cm [25146-50B], 60cm/23.6" [25146-60B]; Vuxenstorlekar: 60cm/[25146-60], 70cm [25146-70], 80cm [25146-80], 90cm [25146-90], 100cm [25146-100], 110cm [25146-110], 120cm [25146-120], 130 cm [25146-130].