

Positioning Sling Soft



Unikt material
Lättanvänd
Funktionell

*NSB-451-S tillverkas med färgade öglor för att förenkla positionering av brukare.



Vår Positioning Sling Soft är en tvättbar sele som är designad för att hjälpa vårdgivare att på ett säkert och tryggt sätt utföra förflyttningar till exempel ompositionering, vändning och sidoförflyttning i horisontellt läge.

Unikt material


Vår Positioneringssele är gjord av Soft Air Mesh, ett material som är exklusivt för Human Care. Detta mjuka material främjar färre ompositioneringar, och gör den optimal för känsliga brukare med smärta. Dessutom släpper materialet igenom fukt och värme effektivt, och blir därmed skonsamt för huden och kan lämnas kvar under patienten.

Funktionell Design

Vår positioneringssele är designad för att underlätta förflyttningar, genom att öglorna har olika upphängingsalternativ. De färgmarkerade öglorna underlättar för vårdaren snabbt och enkelt kunna välja vilken ögla som passar bäst vid förflyttningen. Positioning Slings utformning och storlek är speciellt designad för att passa brukare med olika behov.

Enkel passform

Positioning Sling är gjord enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Den har förstärkta öglor och sömmar för att vara så anpassad som möjligt för frekvent användande



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com


HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES


8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessories




Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Lyftbygel för 4-punkts upphängning

92938 (Lyftbygel för HeliQ eller HeliQ PT)



Lyftbygel för 4-punkts upphängning

4-punkts upphängning, sätt ihop med benkrok. Art nr: 57551, 55764,

Lifting Situations



Till och från säng

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från stol

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.




Care and Features



Soft Air Mesh

Lätt, svalt och ventilerande material. fungerar väl med kunder med känslig hud.



Skötselråd

Skötselråd och instruktioner för vår positionerings

Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	Vikt-kapacitet	A	B
NSB-451-S	En storlek	ONE SIZE	318kg	105cm	168cm

* Förlängningsband tillgängliga i följande storlekar: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)

