

Alpha Footstool & Alpha Footstool Cover



Alpha Footstool
PM-8090




Alpha Footstool Cover
PM-8091

Ger stöd
Minskar tryck
Halkfri



Alpha Fotstooll ger en stabil stödyta för fötterna, underlättar en högre knäposition och minskar trycket under låren vid sittande. Den används också för att överbygga höjdskillnader. I synnerhet kortare brukare kan behöva detta stöd under överflyttningar och toalettbesök, så att säker mobilisering är möjlig för brukaren och vårdgivaren.

Addera Footstool Cover för att göra förflyttning enklare, använd handtaget till att bära med er Footstool samt hänga upp den för att kunna ha enklare access. Footstool Cover gör dessutom produkten mer sanitär och hygienisk eftersom att materialet är vattentätt och lätt går att torka av med rengöringsmedel eller dylikt.



Fotpallen har halksäkra egenskaper under belastning och kan lätt flyttas till önskat läge när den inte är under belastning. Den kan användas på egen hand eller i kombination med Alpha Turning Disc och våra glidskivor.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Footstool	PM-8090	38 x 32 x 10 cm	Polyetylen, latexfri	200kg
Alpha Footstool Cover	PM-8091	38 x 32 x 10 cm	Polyamide, latexfri	200kg




PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.