


Liggande överflyttning
Stabil
Olika greppmöjligheter



BM-5060

Blue Motion Maxiglide sliding board är designad för att underlätta horisontella överflyttningar mellan ex. säng, brits, röntgen- eller operationsbord. Maxiglide är lämplig för användning inom hemsjukvård, sjukhus eller andra vårdinrättningar. Maxiglide är stabil och ger en trygg överflyttning.

Produkten har många greppmöjligheter för att erbjuda en god ergonomi för personal vid överflyttningen. Produkten är lätt att torka av med antingen fuktig trasa eller antibakteriellt medel.


Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Blue Motion Maxi Glide	BM-5060	150 x 60 cm	Polyethylene (PE), latex free

   = 170 / 200 kg

Max. brukarvikt är beroende av överbrygningsavståndet (20 eller 10 cm).


PETERMANN
part of the Human Care Group
Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.