



Smidig och stabil
Flexibel i höjd och längd
Flyttbar med hjul



Human Cares nya fristående stativ FlexiRail är ett perfekt alternativ till takmonterade skenor. FlexiRail fungerar utmärkt med alla våra lyftar och kan justeras i sidled och höjd. Det kan också utrustas med hjul för enkel förflyttning av systemet mellan rum.

Flyttbar lösning

Ibland vill ett vårdhem eller en privatperson inte göra förändringar i taket för att installera ett skensystem. Exempelvis vid ett tillfälligt behov av en lyftlösning. Då är vårt fristående skensystem FlexiRail det perfekta valet. Flyttbar, enkel att använda och att sätta ihop och inga ingrepp i väggar eller tak behöver göras. Dess kompatibilitet med våra taklyftar Altair, HeliQ och Cosmos gör det möjligt att använda FlexiRail för många patienter och i många olika lyftsituationer.

Smälter in i inredningen

FlexiRail finns tillgänglig i flera olika längder, och i och med att den är justerbar med ett omfång mellan 265-475 cm så kan FlexiRail helt anpassas efter era behov. Stativet kan även justeras i höjd, från 180 till 270 cm.

Anpassningen av höjd och längd sker enkelt utan behov av verktyg. I kombination med våra löpvagnar, taklyftar, lyftbyglar och selar, kan en anpassad lyftlösning skapas. FlexiRail smälter estetiskt in i de flesta miljöer tack vare den pulverlackerade vita ytan.

Säkerhet, kvalitet och användbarhet

För oss är säkerhet, kvalitet och användbarhet av största vikt. Vi strävar ständigt efter att säkerställa och förbättra högsta kvalitet hos alla våra produkter. I varje detalj, i varje aspekt, håller våra produkter vad de lovar.



Tillbehör



Hjul

Hjul till FlexiRail. Hjulets höjd inklusive fästplatta är 10 cm. Art. nr. 50872, kit om 4 hjul.

Human Care erbjuder ett brett utbud av löpvagnar, taklyftar, lyftbyglar och selar samt övriga lyfttillbehör för en anpassad lösning.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Till och från golv

Kan placeras över en brukare i liggande position för förflyttning med taklyft.

Tekniska specifikationer

Produkt/ Artikelnummer	Höjd	Längd	Bredd, fötter	SWL kg
FlexiRail (250 cm) / 90900-250	180 - 270 cm	265 - 325cm	120 cm	300kg
FlexiRail (300 cm)/ 90900-300	180 - 270 cm	315-375cm	120 cm	300kg
FlexiRail (350 cm) / 90900-350	180 - 270 cm	365-425cm	120 cm	300kg
FlexiRail (400 cm) / 90900-400	180 - 270 cm	415-475cm	120 cm	300kg

98054, Rev1, SE, Product sheet, FlexiRail, Aug24



We improve freedom of movement
and quality of care for people.