

Cosmos

Innovation med enkelhet i fokus.



reddot winner 2024



Dubbla funktioner

– kan användas både som stationär och flyttbar taklyft



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



reddot winner 2024

"Taklyften Cosmos har en genomtänkt design som förenklar de uppgifterna som vårdgivarna utför i vardagen."

– Reddot Design-juryns motivering

- Lätt att installera.
- Litiumbatteri.
- Den modulära designen på insidan gör att man snabbt och enkelt kan byta ut delar vid service.
- Kompatibel med flera befintliga skensystem.
- Utvecklad enligt den senaste ISO-standarden – ISO 10535:2021.
- Optimerad för förvaring och transport.



Liten och lätt med ett integrerat handtag som gör den enkel att bära.

Cosmos har utvecklats för att användas i fuktiga och våta miljöer. Centralenheten har en mycket hög motståndskraft mot fukt (IP25) och handkontrollen är helt vattentät (IP27).



Ett unikt snabbkopplingssystem som gör det enkelt att montera och montera ned lyften från löpvagnen och byta ut Cosmos-lyftbyglar.



Se videon här:





Innovation med enkelhet i fokus.

Vår senaste taklyft, Cosmos, designades och utvecklades med fokus på hög kvalitet, låg ägandekostnad och användarvänlighet. Flera intressenter var delaktiga i arbetet, bland annat vårdgivare, brukare, servicetekniker och ledning för att säkerställa att lyften uppfyllde deras olika behov. Den nya lyften är lätt och kompakt med dubbel funktion som en både flyttbar och stationär lyft – enkelhet när det är som bäst.

Cosmos-lyften har en modern skandinavisk design som är lämplig för en rad olika vårdmiljöer och den integreras väl i taket.

Om du vill använda den i ett annat rum gör det integrerade handtaget att den är lätt att bära. Den väger bara 6 kg. Det går snabbt och enkelt att omvandla en stationär lyft till en flyttbar lyft – det är bara att vända på den! Eftersom det är enkelt att flytta lyften och den har dubbla funktioner kan man minska antalet taklyftar som behövs på en vårdinrättning och därmed spara pengar.

Cosmos kan användas i våta miljöer, som dusch och bad. Centralenheten har en mycket hög motståndskraft mot fukt (IP25). Handkontrollen är helt vattentät (IP27) – vilket innebär att man kan släppa ned den i ett bad fyllt med vatten utan att det påverkar funktionen. Handkontrollen har dessutom en intuitiv design med endast några få knappar och tydliga indikatorer för batterinivå, servicebehov och varningar.

På lyftens insida finns ett kraftfullt och hållbart litiumbatteri som enkelt kan laddas via handkontrollen, antingen via kabeln eller laddningshållaren.

Human Care erbjuder ett brett utbud av löpvagnar som kan kombineras med Cosmos-lyften, vilket gör att den passar med skenor från andra tillverkare. Detta innebär att du kan behålla dina nuvarande skenor när du uppgraderar till en ny uppsättning Cosmos-lyftar. Det finns också flera olika lyftbyglar att välja mellan så att du kan kombinera dem med den sele som är mest lämplig för brukaren.

Alla aspekter av Cosmos har utvecklats med säkerhet och kvalitet i åtanke för brukare, vårdgivare och servicetekniker. Den uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna och är lätt att använda. Servicetekniker uppskattar hur enkel den är att underhålla eftersom alla interna komponenter är lättillgängliga. Den modulära designen gör att det går snabbt och enkelt att byta ut delar. Det är enkelt att kontrollera lyftens status med hjälp av data- och serviceapplikationen.

Genom att erbjuda en intuitiv produkt med dubbla funktioner som är flyttbar och enkel att utföra service på har vi minskat den totala ägandekostnaden till ett minimum.



Lyft Cosmos 150, SWL; 150 kg
Cosmos 220, SWL; 220 kg
Cosmos 272, SWL; 272 kg

art. nr: 56100-{Landskod*}
art. nr: 56110-{Landskod*}
art. nr: 56120-{Landskod*}

Specifikationer, alla modeller

| | |
|-------------------|--|
| Mått (H x L x B) | 28,3 cm x 15,4 cm x 24,4 cm |
| Vikt | 6 kg |
| Lyftbandets längd | 215 cm |
| Batteri | 25,2 V, DC 4,8 Ah (1x) litium |
| Batteriladdare | GlobTek GTM96605-G2**** (100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A) |

Tillbehör (beställs separat)



2-punktsbygel



3-punktsbygel



4-punktsbygel



Löpvagn



Adapter för löpvagn



Anslutningskrok



Anslutningsögla



Mellanstycke



Våg

Lyftbyglar

| | | |
|----------|---------------------|----------------|
| 2-punkts | L: 35 cm | art. nr: 56160 |
| | L: 45 cm | art. nr: 56170 |
| | L: 55 cm | art. nr: 56180 |
| 3-punkt | L/B: 48 cm | art. nr: 56190 |
| 4-punkt | L: 55 cm * B: 37 cm | art. nr: 56195 |

Löpvagnar

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Löpvagn | art. nr: 56200 |
| Adapter för löpvagn** | art. nr: 56201 |
| Anslutningskrok för andra löpvagnar | art. nr: 56203 |
| Anslutningsögla för andra löpvagnar | art. nr: 56204 |

Mellanstycken

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Ger möjlighet att använda lyften på lägre höjd. Finns i nio olika längder. Kontakta Human Care för beställning av specificerade längder av mellanstycke. | L: 20 cm | art. nr: 94042-200 |
| | L: 30 cm | art. nr: 94042-300 |
| | L: 40 cm | art. nr: 94042-400 |
| | L: 50 cm | art. nr: 94042-500 |
| | L: 60 cm | art. nr: 94042-600 |
| | L: 70 cm | art. nr: 94042-700 |
| | L: 80 cm | art. nr: 94042-800 |
| | L: 90 cm | art. nr: 94042-900 |
| | L: 100 cm | art. nr: 94042-1000 |

Våg

| | |
|----------------|----------------|
| Våg för Cosmos | art. nr: 56205 |
|----------------|----------------|



*Landskoder: AU=Australien, GB=Storbritannien, EU=Europa, JP=Japan, NA=Nordamerika,
** Ska användas med löpvagnar från Human Care som utvecklats för andra skensystem.